

EXPOZOM Cheveux

*Lisez attentivement ce document
AVANT de réaliser votre prélèvement*

**SUIVEZ SCRUPULEUSEMENT
LES INSTRUCTIONS**

❶ Vérifiez le contenu de votre kit **EXPOZOM**



Une balance (prélèvement des cheveux courts)



Un gabarit (prélèvement des cheveux longs)



Une feuille d'aluminium



Une petite enveloppe pour protéger l'échantillon



Une enveloppe retour prépayée pour le transport de l'échantillon à **EXPOZOM**

2 Prélèvement des cheveux courts (moins de 3 cm)

Utilisez la règle sur le gabarit pour mesurer la longueur des cheveux



- 1 Pliez les côtés de la balance
- 2 A l'aide d'une paire de ciseaux, découpez une mèche de cheveux au niveau du cuir chevelu au plus proche de la racine, sur la partie postérieure du crâne.
- 3 Placez les cheveux dans le rectangle prévu sur la balance.
Si la masse des cheveux est suffisante, la balance bascule, passez à l'étape 4
Sinon répétez les opérations 2 et 3 jusqu'à obtenir la masse suffisante
- 4 Placez les cheveux dans la feuille d'aluminium et repliez la feuille d'aluminium de manière à protéger les cheveux
Passez à l'étape 4

3 Prélèvement des cheveux longs (plus de 3 cm)



- 1 Prenez le gabarit et remplir le trou avec une mèche de cheveux situé à l'arrière du crâne.
Le diamètre de la mèche doit être suffisant pour remplir complètement le trou.
- 2 Plaquez le gabarit contre le crâne.
Coupez la mèche de cheveux au plus près du crâne.
- 3 Placez la mèche de cheveux sur la feuille d'aluminium, la partie proche de la racine du côté biseauté de la feuille d'aluminium.
Répétez les opérations 1 à 3 de manière à prélever une seconde mèche de cheveux.
- 4 Placez les cheveux dans la feuille d'aluminium et repliez la feuille d'aluminium de manière à protéger les cheveux.
Note: Les cheveux longs peuvent dépasser hors de la feuille d'aluminium.
Passez à l'étape 4

4 Envoyez votre échantillon à **EXPOZOM**



- 1 Notez la date du prélèvement sur la petite enveloppe de protection
- 2 Placez la feuille d'aluminium repliée contenant votre échantillon dans la petite enveloppe de protection
- 3 Insérez la petite enveloppe et la fiche de prélèvement dans l'enveloppe retour prépayée.
Refermez l'enveloppe.
- 4 Déposez l'enveloppe dans une boîte aux lettres.

5 Consultez vos résultats

Conservez précieusement l'identifiant pour accéder à votre rapport d'analyse.

Vos résultats sont présentés dans un rapport individuel anonyme.

En fonction de l'analyse sélectionnée, les résultats sont disponibles dans un délai de 10 à 15 jours ouvrés à réception de l'échantillon au laboratoire.

Accédez à votre rapport soit:

- ▶ Avec le lien sécurisé envoyé par email à l'adresse de commande du kit d'analyse
- ▶ A l'adresse **<https://rapports.science-concept.com/>** en utilisant le login et le mot de passe utilisés pour la commande

IDENTIFIANT



Vous avez une question ?

Vous avez besoin d'un conseil ou d'une information ?

N'hésitez pas à nous contacter par email à **contact@expozom.com**